



Art.Nr.: M-2857

**Produktdatenblatt:
Druckbehälter 5.850 Liter aus V4A
temperierbar, isoliert, gebraucht,
stehend**

EUR 14.800,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Druckbehälter 5.850 Liter aus V4A temperierbar, isoliert, gebraucht besteht aus dem Material 1.4571(AISI316) V4A. Das Volumen beträgt ca. 5.850 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 1600 mm.

Druckbehälter 5.850 Liter aus V4A temperierbar, isoliert, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Pharmazie.

Aktuell sind von Druckbehälter 5.850 Liter aus V4A temperierbar, isoliert, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4571(AISI316) V4A

Volumen ca. 5.850 Liter

Bauform stehend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 2004

Hersteller Apparatebau Nordhausen

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser innen 1600 mm

Durchmesser aussen 1800 mm

zyl. Höhe 2960 mm

Fußhöhe 430 mm

Gesamthöhe 4200 mm

Ausführung

Gewicht ca. 1800 kg

Spezifisches Gewicht ca. 1000 kg/m³

Isolierung ja

Isolierbereich Mantel und Boden

Isolierverkleidung Edelstahl voll verschweißt

Oberfläche innen geschliffen

Oberfläche außen geschliffen

Bodenform Klöpperboden

Ausführung Oberboden Klöpperboden

Betr.-Überdruck Produktraum 2,50 bar

Betr.-Unterdruck Produktraum -1 bar

Ausstattung

Temperierbar ja
Temperierbereich Mantelbereich
Temperiersystem Halbrohrschlangen
Betr.-Temperatur -10/140 °C
Heizmedium Dampf
Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum 3,5 bar
Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum 140 °C
Inhalt Temperiersystem/ Rohrraum 70 Liter

Rührwerk

Rührwerk nicht vorhanden

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlfüße
Anzahl Füße 4 Stk.
Bemerkung Aufstellung höhenverstellbar, Fußverkleidung eingeflext

Ein-/Anbauten


Mannloch 1 Größe 400 DN mm
Mannlochposition im Oberboden
Auslaufstutzen 50
Ein-/Anbauten Kranösen
Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation keine
Bemerkung Kleine Beulen im Isoliermantel.
Letzte Verwendung Pharmazie

Bilder





Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industribedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)